



HUR Offload Gewichtsentlastungs-System

VIELSEITIGE LÖSUNGEN FÜR REHA UND PRÄVENTION

HUR Offload

Das HUR Offload ist ein pneumatisches Entlastungssystem, welches eine stufenlos einstellbare Gewichtsentlastung beim Gehen auf dem Laufband ermöglicht.

Durch die Reduzierung des Körpergewichts können Patienten viel früher in einem abgesicherten Umfeld mit der Rehabilitation beginnen.

Das 2-Seile System von HUR bietet verbesserte Unterstützung und Sicherheit. Dabei ist es trotzdem möglich, sich seitlich oder nach hinten zu drehen. Die offene Konstruktion des Offload ermöglicht dem Therapeuten ungehinderten Zugang zu den unteren Extremitäten.


Das Offload kann zusammen mit allen Laufbändern bis zu einer maximalen Breite von 95 cm eingesetzt werden.

Ausstattung

- **Druckluft Technologie**
Die Entlastung entsteht durch Druckluft (Pneumatik). Dadurch wird eine konstante Entlastung in Verbindung mit einer fließenden Bewegung erreicht.
- **Kostengünstiges und robustes Design**
Made in Finland
- **Stufenlose Anpassung**
Die Entlastung ist stufenlos einstellbar und ermöglicht eine optimale Steuerung des Fortschritts.
- **Einfacher Zugang**
durch offene Konstruktion. Ideal für ältere Personen und Rollstuhlfahrer.
- **Benutzerfreundlich**
Die Einstellung der Gewichtsentlastung erfolgt durch Drücken eines Knopfs.
- **2-Seile-System**
Die ausgereifte Unterstützung erlaubt dem Nutzer sich seitlich und nach hinten zu drehen.

EINSATZBEREICH

- Herzinfarkt
- Wirbelsäulenverletzungen
- Gleichgewichtsstörungen
- Neurologische Störungen
- Balancetraining
- Amputation
- Orthopädie



Technische Daten:

Max. Nutzergewicht: 250 kg
Max. Gewichtsentlastung: 139 kg
Max. Breite Laufband: 95 cm

Verfügbar in 2 Ausführungen:

Artikel-Nr.: 6100:
B 142 x L 216 x H 239 cm, 95 kg
Artikel-Nr.: 6102:
B 142 x L 216 x H 258 cm, 97 kg

HUR Gewichtsentlastungsgurt

Der HUR Gewichtsentlastungsgurt bietet maximale Unterstützung bei größtmöglichem Komfort. Die Bauweise verteilt die Druckbelastung gleichmäßig auf alle Rumpfreionen ohne die Beweglichkeit auf die Beine einzuschränken. Der Gurt ist in den Größen S, M und L erhältlich.



Laufgurte

Art.-Nr.: 6111-S Größe S

Art.-Nr.: 6111-M Größe M

Art.-Nr.: 6111-L Größe L

HUR Lode Laufband

In Verbindung mit dem HUR Offload empfehlen wir das robuste und zuverlässige HUR Lode-Laufband für Prävention und Rehabilitation



Ausstattung

- **Geschwindigkeit 0,1-20 km/h**
stufenlos einstellbar
- **Extrem niedrige Einstiegshöhe** von 17 cm
- **Positive Steigung 25 %**, Einstellschritte 0,5 %
- **Notstopp** am vorderen Handlauf für zusätzliche Sicherheit

Technische Daten:

Max. Nutzergewicht: 225 kg

Maße Lauffläche: L 150 x B 50 cm

Geräteabmessung: L 210 x B 76 x H 132-150 cm


Gewicht: 149 kg

Zertifizierung:

CE Klasse Im gemäss MDD 93/42/EEC



IHR PARTNER FÜR
OPTIMALE TRAININGSLÖSUNGEN
IN REHABILITATION UND PRÄVENTION



HUR DEUTSCHLAND GMBH
CARL-BENZ-STR. 5
72250 FREUDENSTADT
Telefon +49 7441 8601790
www.hur-deutschland.de
info@hur-deutschland.de